



**INTERCIENCIA S.A**  
Análisis y Control Industrial

**INTERCIENCIA S.A.**

Italia 4279  
B1702AKK CIUDELA (Bs.As.)  
Tel: (5411) 4116-9874  
Fax: (5411) 4653-0834  
CUIT N°: 30-68771320-2  
II.BB. 902-189396-1  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

e-mail: [info@interciencia.com](mailto:info@interciencia.com) [www.interciencia.com](http://www.interciencia.com)

## INFORMACION DEL PRODUCTO

### Descripción

#### Mostaza

<b>Codigo</b>	<b>ESMUS-48</b>
solución especial para la extracción	<b>ESADDSOL</b>



Mustard  
ESMUS-48

#### Descripción

La Directiva Europea 2003/89 / CE incluye mostaza como un alérgeno alimentario declarado y, como tal, debe ser incluida en su caso, en virtud de las leyes de etiquetado apropiadas con respecto a los alérgenos alimentarios. La mostaza se utiliza ampliamente como un agente aromatizante, así como por su textura, potenciador y capacidad de emulsificación en varias preparaciones de alimentos, en particular con aderezos para ensaladas y carnes.

#### Uso previsto

El ensayo de proteína de semilla de residuos ELISA SYSTEMS mostaza es un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) que puede usarse para detectar productos alimenticios apropiados para la presencia de material de proteína de semilla de mostaza.

Normas de pilas : La proteína de la semilla de mostaza 0, 1,0, 2,5, 5,0 y 10,0 ppm

Tenga en cuenta: Se requiere una solución especial para la extracción de muestras que son o contienen polifenoles, entre ellos: vino, hierbas, taninos. **Código del artículo: ESADDSOL**

**Saludos Cordiales , Marian Matias**



**INTERCIENCIA S.A**  
Análisis y Control Industrial

**INTERCIENCIA S.A.**

Italia 4279  
B1702AKK CIUDELA (Bs.As.)  
Tel: (5411) 4116-9874  
Fax: (5411) 4653-0834  
CUIT N°: 30-68771320-2  
II.BB. 902-189396-1  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

e-mail: [info@interciencia.com](mailto:info@interciencia.com) [www.interciencia.com](http://www.interciencia.com)

<b>INFORMACION DEL PRODUCTO</b>
---------------------------------